



## ●汎用フリーズドライ（凍結乾燥機） FD-400e

～必要機能が整ったスタンダードモデル～

### （概要）

- 真空ポンプはフリーズドライヤー本体内に設置できます。
- トラップ温度は-45℃、最大除湿量は4L/回と  
研究用としては十分な能力です。
- 試料容器取付け用のポートは8本あります。

### （特長）

- 本体に予備凍結槽を内蔵していますので、凍結乾燥瓶  
フラスコを簡単に凍らせすぐに取り付けできます。
- 凍結試料の保全の為に、運転中の停電復帰後は冷凍機  
だけが再起動し、真空ポンプは自動復帰しません。

### （製品仕様）

トラップ温度	-45℃
除湿量	4L/回
予備凍結槽温度	-45℃（蓋付）
冷凍機・冷媒	空冷600W・R404A
取り付けポート数	8
トラップ寸法	内径φ200×305 H（約8.6L）
真空計	ピラニ真空計 0.4～400Pa（0.004～4Torr）
使用周囲温度範囲	5～35℃
外寸法（mm）	900 W × 550 D × 1215 H
質量	約150Kg
電源	AC100V 1.8kVA 50/60Hz
販売価格	¥960,000（税抜）

※電源はAC100V 20A（50/60Hz）をご用意下さい。電源プラグは付属しておりません。

※別途送料が必要となります。

### （オプション品）



GLD-136CN



GCD-136XN



GCD-136XNF



ドライチャンバー  
※容器は別途ご用意下さい



プリフリーザー  
※容器は別途ご用意下さい

油回転真空ポンプGLD-136CN	¥219,500（税抜）
耐食型真空ポンプGCD-136XN	¥328,500（税抜）
オイルフィルトレーション付真空ポンプGCD-136XNF	¥443,500（税抜）
ドライチャンバーDRC-1N	¥404,000（税抜）
プリフリーザーPT-10	¥99,000（税抜）

## 株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL：0120-700-337

HP：http://www.eyelaco.com